


## GC Autosamplerspritzen für PerkinElmer AutoSystem & Clarus 500

- mit fester oder austauschbarer Nadel



mit fester oder austauschbarer Nadel

Volumen	Nadel Länge	Gauge	Nadel AD	Nadel Spitze	feste Nadel	CHF/Stk.	austauschbare Nadel	CHF/Stk.
0.5 µl	70 mm	26	0.47 mm	konisch	-	-	8S05R-PE-047	152.00
0.5 µl	70 mm	23	0.63 mm	konisch	-	-	8S05R-PE-063	152.00
5 µl	70 mm	26	0.47 mm	konisch	8S5F-PE-047	111.00	-	-
5 µl	70 mm	23	0.63 mm	konisch	8S5F-PE-063	111.00	-	-
5 µl (gasdicht)	70 mm	26	0.47 mm	konisch	8S5F-PE-047/GT	116.00	-	-
5 µl (gasdicht)	70 mm	23	0.63 mm	konisch	8S5F-PE-063/GT	116.00	-	-
50 µl	70 mm	23	0.63 mm	konisch	8S50F-PE-063	117.00	-	-