

GC & LC Autosampler Spritzen für CTC

GC Autosampler Spritzen für CTC GC PAL Seite 2 - 3

- mit fester oder austauschbarer Nadel mit 0.47 mm AD, 50 mm Länge
- mit fester oder austauschbarer Nadel mit 0.47 mm AD, 50 mm Länge im günstigen 6er Pack
- mit fester oder austauschbarer Nadel mit 0.63 mm AD, 50 mm Länge
- mit fester oder austauschbarer Nadel mit 0.63 mm AD, 50 mm Länge im günstigen 6er Pack

GC Autosamplerspritzen für CTC GC PAL Seite 4


- mit fester oder austauschbarer Nadel mit 0.47 mm oder 0.63 mm AD, diverse Nadel
Längen und Spitzen


GC Autosamplerspritzen für CTC Headspace CombIPAL Seite 5

- mit fester Nadel mit 0.47 mm oder 0.63 mm AD, 50 mm Länge

LC Autosamplerspritzen für CTC HTS, HTC & LC PAL Seite 6

- mit fester Nadel und austauschbarer Nadel mit 0.72 mm AD, 50 mm Länge





GC Autosampler Spritzen für CTC GC PAL




- mit fester oder austauschbarer Nadel mit 0.47 mm AD, 50 mm Länge

Volumen	Nadel	Länge	Gauge	AD	Spitze	Produkte Nr.	P/N	CHF/Stk.
0.5 µl	austauschbar	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8S05R-CTC-047	000 490	155.00
5 µl	fest	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8S5F-CTC-047	001 982	114.00
10 µl (gasdicht)	fest	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8S10F-CTC-047-GT *	002 977	80.00
10 µl	fest	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8S10F-CTC-047 *	002 980	74.00
10 µl	austauschbar	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8S10R-CTC-047	002 982	104.00
10 µl (gasdicht)	austauschbar	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8S10R-CTC-047-GT	002 985	109.00
25 µl (gasdicht)	fest	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8S25F-CTC-047-GT	003 700	104.00
25 µl	fest	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8S25F-CTC-047	003 980	124.00
100 µl (gasdicht)	austauschbar	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8S100R-CTC-047-GT	005 333	145.00
100 µl (gasdicht)	fest	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8S100F-CTC-047-GT	005 700	119.00
250 µl (gasdicht)	fest	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8S250F-CTC-047-GT	006 700	117.00
500 µl (gasdicht)	fest	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8S500F-CTC-047-GT	007 700	123.00

* auch als 6 Pack erhältlich siehe unten

- mit fester oder austauschbarer Nadel mit 0.47 mm AD, 50 mm Länge im günstigen 6er Pack

Volumen	Nadel	Länge	Gauge	Nadel	AD	Spitze	P/N	CHF/Stk.
10 µl (gasdicht)	fest	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8SK6-10F-CTC-047-GT	002 976	430.00
10 µl	fest	50 mm	26	0.47 mm	konisch	8SK6-10F-CTC-047	002 986	400.00



GC Autosampler Spritzen für CTC GC PAL



- mit fester oder austauschbarer Nadel mit 0.63 mm AD, 50 mm Länge


Volumen	Nadel	Länge	Gauge	AD	Spitze	Produkte Nr	P/N	CHF/Stk.
0.5 µl	austauschbar	50 mm	23	0.63 mm	konisch	8S05R-CTC-063	000 492	155.00
5 µl	fest	50 mm	23	0.63 mm	konisch	8S5F-CTC-063	001 981	114.00
5 µl	austauschbar	50 mm	23	0.63 mm	konisch	8S5R-CTC-063	001 984	123.00
10 µl	fest	50 mm	23	0.63 mm	konisch	8S10F-CTC-063 *	002 981	74.00
10 µl	austauschbar	50 mm	23	0.63 mm	konisch	8S10R-CTC-063	002 984	104.00
10 µl (gasdicht)	fest	50 mm	23	0.63 mm	konisch	8S10F-CTC-063-GT *	002 987	88.00
25 µl (gasdicht)	fest	50 mm	23	0.63 mm	konisch	8S25F-CTC-063-GT	003 987	123.00
100 µl (gasdicht)	fest	50 mm	23	0.63 mm	konisch	8S100F-CTC-063-GT	005 335	145.00

* auch als 6 Pack erhältlich siehe unten

- mit fester oder austauschbarer Nadel mit 0.63 mm AD, 50 mm Länge im günstigen 6er Pack

Volumen	Nadel	Länge	Gauge	Nadel	AD	Spitze	6er Pack	CHF/Stk.
10 µl	fest	50 mm	23	0.63 mm	konisch	8SK6-10F-CTC-063	002 971	400.00
10 µl (gasdicht)	fest	50 mm	23	0.63 mm	konisch	8SK6-10F-CTC-063-GT	002 972	430.00

Aktionspreise = Nettotiefstpreise keine weiteren Rabatte anwendbar. Nur gültig unter Angabe des Bestellcodes SGCT bei Bestellung.
Preise exkl. MWSt, exkl. Porto und Verpackung CHF 15.00; Angebot gültig bis 30.06.2009



GC Autosamplerspritzen für CTC GC PAL

- mit fester oder austauschbarer Nadel mit 0.47 mm oder 0.63 mm AD, diverse Nadel Längen und Spitzen



Volumen	Nadel	Länge	Gauge	AD	Spitze	Produkt Nr.	P/N	CHF/Stk.
10 µl	fest	50 mm	26	0.47 mm	abgeschrägte Spitze	8S10F-CTC-047BV	002 705	90.00
10 µl	fest	70 mm	26	0.47 mm	konisch	8S10F-CTC-70/047	002 978	50.00
10 µl	fest	80 mm	26	0.47 mm	konisch	8S10F-CTC-80/047	002 992	88.00
10 µl	austauschbar	80 mm	26	0.47 mm	konisch	8S10R-CTC-80/047	002 995	104.00
25 µl (gasdicht)	austauschbar	50 mm	26	0.47 mm	abgerundete Spitze mit seitlichem Loch	8S25R-CTC-047SH-GT	003 988	166.00

Volumen	Nadel	Länge	Gauge	AD	Spitze	Produkt Nr.	P/N	CHF/Stk.
10 µl	fest	80 mm	23	0.63 mm	konisch	8S10F-CTC-80/063	002 989	86.00
100 µl	austauschbar	50 mm	23	0.63 mm	abgerundete Spitze mit seitlichem Loch	8S100R-CTC-063SH-GT	005 337	169.00

Aktionspreise = Nettotiefpreise keine weiteren Rabatte anwendbar. Nur gültig unter Angabe des Bestellcodes SGCT bei Bestellung.
Preise exkl. MWSt, exkl. Porto und Verpackung CHF 15.00
Angebot gültig bis 30.06.2009




GC Autosamplerspritzen für CTC Headspace CombiPAL

- mit fester Nadel mit 0.47 mm oder 0.63 mm AD, 50 mm Länge

Volumen	Nadel	Länge	Gauge	AD	Spitze	Produkt Nr.	P/N	CHF/Stk.
1 ml	fest	50 mm	23	0.63 mm	abgerundete Spitze mit seitlichem Loch	8S1MF-CTC-063SH-GT	008 130	260.00
1 ml	fest	50 mm	26	0.47 mm	abgerundete Spitze mit seitlichem Loch	8S1MF-CTC-047SH-GT	008 135	290.00
2.5 ml	fest	50 mm	23	0.63 mm	abgerundete Spitze mit seitlichem Loch	8S2.5MF-CTC-063SH-GT	008 630	260.00
2.5 ml	fest	50 mm	26	0.63 mm	abgerundete Spitze mit seitlichem Loch	8S2.5MF-CTC-047SH-GT	008 635	310.00

*Aktionspreise = Nettotiefstpreise keine weiteren Rabatte anwendbar. Nur gültig unter Angabe des Bestellcodes SGCT bei Bestellung.
Preise exkl. MWSt, exkl. Porto und Verpackung CHF 15.00
Angebot gültig bis 30.06.2009*



LC Autosamplerspritzen für CTC HTS, HTC & LC PAL

- mit fester Nadel und austauschbarer Nadel mit 0.72 mm AD, 50 mm Länge

Volumen	Nadel	Länge	Gauge	AD	Spitze	Produkt Nr.	P/N	CHF/Stk.
10 µl	fest	50 mm	22	0.72 mm	LC Spitze	8S10F-CTC-072LC	002 710	260.00
10 µl (gasdicht)	fest	50 mm	22	0.72 mm	LC Spitze	8S10F-CTC-072LC-GT	002 965	290.00
10 µl	fest	50 mm	22	0.72 mm	abgerundete Spitze mit seitlichem Loch	8S10F-CTC-072SH-GT	002 983	260.00
25 µl	fest	50 mm	22	0.72 mm	LC Spitze	8S25F-CTC-072LC	003 715	310.00
25 µl (gasdicht)	auswechselbar	50 mm	22	0.72 mm	LC Spitze	8S25R-CTC-072LC-GT	003 985	140.00
25 µl (gasdicht)	auswechselbar	50 mm	22	0.72 mm	abgerundete Spitze mit seitlichem Loch	8S25R-CTC-072SH-GT	003 989	169.00
50 µl (gasdicht)	fest	50 mm	22	0.72 mm	LC Spitze	8S25F-CTC-072LC-GT	004 810	174.00
100 µl (gasdicht)	fest	50 mm	22	0.72 mm	LC Spitze	8S100F-CTC-072LC-GT	005 715	119.00

Aktionspreise = Nettotiefpreise keine weiteren Rabatte anwendbar. Nur gültig unter Angabe des Bestellcodes SGCT bei Bestellung.
Preise exkl. MWSt, exkl. Porto und Verpackung CHF 15.00
Angebot gültig bis 30.06.2009