

infochroma ag

Sumpfstr. 3, CH-6300 Zug; Fax: 041 748 50 65, Tel:041 748 50 60; info@infochroma.ch

eine kleine 8 ml Probenaufbewahrungsflasche für wässrige oder feste Proben

Gerne stellen wir Ihnen heute die beliebte 8 ml Probenaufbewahrungsflasche 8060-08-H/G für wässrige oder feste Proben vor. Die Flasche zeichnet sich durch die Skalierung bei 2, 4 und 6 ml aus, so dass Sie bei der Probennahme im Betrieb eine Füllstandskontrolle haben. Die schwarze Schraubkappe ist mit einem Polyethylenkonus versehen.

Versickt werden diese praktischen Flaschen in Kartonschachteln zu 100 Stück, unterteilt mit Gefache, so dass die Verpackung gerade als zuverlässige Aufbewahrungsbox dienen kann.

Auf Anfrage sind auch Schraubkappen in anderen Farben und/oder mit PTFE Einlage erhältlich. Optional können wir Ihnen auch zusätzlich oder alternativ zum Siebdruck eine Barcode- Etikette anbringen.

Prinzipiell können Sie bei uns, und dies schon in erstaunlich kleinen Stückzahlen, jeden Parameter selber bestimmen und so ein massgeschneidertes Produkt von der Flasche, über Kappen zur Verpackung und Etikettierung erwerben. Möglich ist dies, da wir mit unserer eigenen Produktion in der Glastechnik Gräfenroda GmbH in Thüringen flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen können.

infoExpo oder Applica?

2 Veranstaltungen für die Weiterbildung in der Analytik

Gerne laden wir Sie zur nächsten infoExpo in Basel 12. September 2006 ein. Bitte informieren Sie sich auf der Webseite über das aktuelle und informatife Programm, oder melden Sie sich gerade an!

Ist Methodenentwicklung für Sie das tägliche Brot? Hören Sie Herrn Prof. Dr. Hopfgartner an der Applica am 8. November 2006 in Olten über das Thema: „Wieviel Methodenentwicklung muss ich investieren um gute Resultate zu erhalten?“ referieren.

Wir haben für unsere guten Kunden eine begrenzte Anzahl Eintrittsgutscheine im Wert von CHF 390 für die Applica 2006. Bitte bewerben Sie sich per Mail. (nur solange Vorrat)



infochroma ag

Sumpfstr. 3, CH-6300 Zug; Fax: 041 748 50 65, Tel: 041 748 50 60; info@infochroma.ch



8060-08-H/G


8 ml Probenflasche aus Klarglas mit Graduation in 2 ml Schritten.

Abmessung: 22 x 48 mm

Abnahmemenge:

1 Pack	CHF 116.00/Pk.
3 Pack	CHF 114.00/Pk.
5 Pack	CHF 110.00/Pk.
10 Pack	CHF 105.00/Pk.

alle Preise Nettotiefstpreise
exkl. CHF 12.00 Porto und Verpackung
exkl. MWSt




www.infoexpo.ch

www.sach.ch/applica

APPLICA 2006

an gute Kunden geben
wir Eintrittsgutscheine
im Wert von
CHF 390.00
ab
(solange Vorrat)



Dienstag
12. September 2006

Basel
UBS Ausbildungs- und
Konferenzzentrum



Mercredi
13 septembre 2006

Lausanne
Hôtel Mövenpick

<http://www.infochroma.ch/vials/samplevials/8mlgradvial.html>