

Trennen Sie anders in der GC mit BPX90

SGE hat eine neue hochpolare GC Phase mit 90 % Cyanopropyl Polysilphenylen Siloxan vorgestellt, die mit einem Temperaturlimit von 280°C eine sehr gute Stabilität aufweist. Anders als „normale“ Phasen trennt Sie aber Gemische nicht nach Siedepunkte, sondern rein nach Polarität, so dass vor Allem Substanzen mit Doppelbindungen eine π - π Wechselwirkung erfahren und besonders retardiert werden. Die Selektivität ist spezifisch anders als bei mittelpolaren Säulen diesen Phasentyps. Im Effekt bedeutet das, dass man von dieser Phase erwarten kann, dass sie bei sehr vielen Stoffgemischen anders trennt als man das bisher gewohnt ist. Das heisst, dass sie wahrscheinlich viele einzelne Trennprobleme lösen kann,

Interessiert? diskutieren Sie mit uns, ob die BPX90 Ihr Trennproblem lösen hilft?

infoExpo oder Applica?

2 Veranstaltungen für die Weiterbildung in der Analytik

Gerne laden wir Sie zur nächsten infoExpo in Basel 12. September 2006 ein. Nutzen Sie die Chance die neue BPX90 mit Bernd Pfeffer von SGE zu diskutieren und mehr über die Möglichkeiten zu erfahren. Bitte informieren Sie sich auf der Webseite über das aktuelle und informatife Programm, oder melden Sie sich gerade an!

Ist GC für Sie das tägliche Brot? Hören Sie Herrn Prof. Michael Oehme an der Applica am 9. November 2006 in Olten über das Thema: „Ein Weg zur Trennung von Tausenden von umweltrelevanten Chlorparaffinen“ referieren.

Wir haben für unsere guten Kunden eine begrenzte Anzahl Eintrittsgutscheine im Wert von CHF 390 für die Applica 2006 erworben. Bitte bewerben Sie sich per Mail. (nur solange Vorrat)

weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter


http://www.infoagil.ch/gc_ms/bpx90

<http://www.infoexpo.ch>

<http://www.sach.ch/applica>

Trennen Sie anders in der GC mit BPX90

Die hochpolare BPX90 Phase trennt mittels π - π Wechselwirkung Substanzgemische, selektiv nach ihrer Polarität. Damit können ganz andere Trennungen realisiert werden, als mit bisherigen Methoden.



P/N	Bestell Nr.	Preis / Pack à
054570	8SBPX90-15/025/025	EUR 360.00 /15 m
054580	8SBPX90-30/025/025	EUR 580.00 /30 m
054590	8SBPX90-60/025/025	EUR 1020.00 /60 m
054573	8SBPX90-15/032/050	EUR 363.00 /15 m
054583	8SBPX90-30/032/050	EUR 649.00 /30 m
054593	8SBPX90-60/032/050	EUR 1120.00 /60 m

alle Preise Nettotiefpreise
exkl. EUR 10.00 Porto und Verpackung
exkl. MWSt



APPLICA 2006

an gute Kunden geben wir Eintrittsgutscheine im Wert von CHF 390.00 (solange Vorrat)



InfoExpo

Dienstag
12. September 2006

Basel
UBS Ausbildung- und Konferenzzentrum

InfoExpo

Mercredi
13 septembre 2006

Lausanne
Hôtel Mövenpick

bewerben Sie sich unter www.infomac.ch/applica06
mehr information unter www.sach.ch/applica

melden Sie sich an unter www.infoexpo.ch/anmeldung
mehr information unter www.infoexpo.ch