

## schwarz-weiss oder bunt?

Für die Lagerung von verschiedenen Proben sind die beliebten und bekannten Probenaufbewahrungsvials in vielen Labors im Einsatz. Wir haben dank unserer eigenen Produktion und einem Grossauftrag, diese Produktlinie und ihr Konzept weiterentwickeln können. Denn bis anhin sind die Samplevials, wie wir diese Flaschenfamilie benannt haben, streng den üblichen amerikanischen Gepflogenheiten und Standardmassen gefolgt. Doch sind bei uns ja metrische Masse wie Milliliter statt Ounzen üblich und die Verpackung in 100er Grössen statt 12 Duzend. Oft wurden wir auch nach Farbcodierung der Kappen gefragt und wir waren nicht in der Lage diese Wünsche in vernünftigen Mengen zu erfüllen.



Dank unserer eigenen Produktion haben wir nun in die nötigen Werkzeuge und Formen investiert und können nun so eine erste Familie von Flaschen in verschiedenen Höhen von 10, 15, 20 und 25 ml anbieten. die Schraubkappen sind in 6 Farben alle mit einer PTFE beschichteten Einlage bestückt für eine inerte Lagerung Ihrer Probe. Die Verpackung ist eine hochwertige Kartonschachtel mit 100er Gefache, so dass die Flaschen sauber und sicher stehen.

Bestellen Sie Sich einige Muster der Lagervials zur Ansicht oder profitieren Sie vom Übersichtskit G075X-27Kit25-D, damit immer die richtige Flasche zur Verfügung steht.

[http://www.infochroma.ch/lagervials/lagervial\\_g27.html](http://www.infochroma.ch/lagervials/lagervial_g27.html)

