

Noir-et-blanc ou coloré?

Dans beaucoup des labos les bien connus flacons de stockage sont utilisés pour la stockage des echantillons differents. Grace à notre propre production et une grande commande, nous avons pu perfectionnerle concept des flacons existantes. Jusque maintenant les „samplevials“, comme nous avons appelés ses flacons, sont suivis des idées americaines, qui ne sont pas compatible avec les usances europeines. Nous calculons en millilitre et pas en „ounce“, nous préferons des quantites de 100 et pas de 12 fois 12.

Souvent nos clients ont demandé une couleur specifique pour les bouchons à vis mais jusque maintenant c'était seulement possible dans des quantités enormes.

Aujourd'hui nous pouvons vous presenter une gamme de flacons aux hauteurs differents et volumes de 10, 15, 20 et 25 ml. Les bouchons fermée sont disponible en 6 couleurs. Ils ont une insertion PTFE pour une stockage inerte de vos echantillons. Vous recevez les flacons dans une carton blanche, jaque vials dans une petite separation, pour un transport et manipulation secours.

Commandez quelleques echantillons des flacons „Lagervials“ ou profiter du Kit G075X-27Kit25-D qui assemble tous les variantes des flacons et capsules disponibles.

http://www.infochroma.ch/fran/flaconstockage/stockage_g27.html



Noir-et-blanc ou coloré?

Kit d'Ensemble G075X-27Kit25-D CHF 114.00/boîte







Le Kit de notre première famille flacon stockage:

contient 25 pcs de chaque type flacon stockage,
 en verre brun, avec \varnothing 27 mm;
 10 ml volume, 37 mm hauteur
 15 ml volume, 47 mm hauteur
 20 ml volume, 57 mm hauteur
 25 ml volume, 68 mm hauteur

Bouchons à vis avec septum PTFE en 6 couleur assorti inclus

Emballés dans nos boîte de carton blanc avec diviseur qui
 donne place à 100 flacons




	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml			
37 mm		47 mm		57 mm		68 mm	
	X = couleurs de bouchons selon notre stock		* = remplacez ave code de couleur				
Prix / 100 pcs.							
	G075X-27/037-D CHF 114.00	G075X-27/047-D CHF 117.00	G075X-27/057-D CHF 117.00	G075X-27/068-D CHF 119.00			
	G075*-27/037-D CHF 119.00	G075*-27/047-D CHF 122.00	G075*-27/057-D CHF 122.00	G075*-27/068-D CHF 124.00			

tous les prix sont nets, excl. CHF 12.00 emballage et frais, excl. TVA

APPLICA 2006

c'est avec plaisir que
 nous donnons un bon
 d'entrée en valeur de
 CHF 390.00 à nos
 bons clients
 (jusqu'à épuisement)



appliquez sous www.infomac.ch/applica06
 plus d'information sous www.sach.ch/applica

inscrivez-vous sous www.infoexpo.ch/inscription
 plus d'information sous www.infoexpo.ch