

## ärgern Sie Sich nicht gelb und grün ....

Wir haben unserer Linie von Lagervials neue Schraubkappen für die 2 ml Standardvials mit „Narrow Mouth“ 8-425 Gewinde hinzugefügt. Wir sind nun in der Lage, sowohl die Flaschen als auch die Kappen aus eigener Fertigung zu liefern und können Ihnen damit die Garantie abgeben, dass beide Teile zueinander passen.

Im Moment haben wir erst die gelben und grünen geschlossenen Schraubkappen an Lager, die anderen Farben werden aber in Kürze folgen. Die 2 ml Vials schliessen zusammen mit unserem „Väschen“ mit integrierter Restentleerung für Volumina bis kleiner 15  $\mu$ l die Lagervial Linie nach unten ab und eignen sich für die Aufbewahrung von kleinsten Probenmengen. Natürlich sind die Schraubkappen auch mit Durchstichöffnung erhältlich und selbst mit Rand für Autosampler, bei denen die Vials im Rack hängen.



Gerne senden wir Ihnen Muster. Haben Sie einen speziellen Farbwunsch? Sagen Sie es uns, wir können diesen erfüllen.

Sind kleine Probenmengen und ihr Handling Ihr tägliches Brot? Dann empfehlen wir Ihnen den Vortrag von Herrn Dr. Norbert Helle der TeLa GmbH Bremerhaven zum Thema „Mikroprobenaufbereitung und Dosierung“ an der applica 2006 in Olten am Mit. 8. November 2006. Bewerben Sie Sich schnell für den letzten Gutschein zum kostenlosen Eintritt zur applica am 8. November.

weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter

<http://www.infochroma.ch/lagervials/>

[http://www.infochroma.ch/lagervials/lagervial\\_g12.html](http://www.infochroma.ch/lagervials/lagervial_g12.html)

[http://www.infochroma.ch/lagervials/lagervial\\_cap.html](http://www.infochroma.ch/lagervials/lagervial_cap.html)

<http://www.sach.ch/applica.html>



## Lagervials zur Aufbewahrung kleinster Probenmengen

- Lagervials mit „Narrow-Mouth“ Gewinde 8-425
- mit gelber oder grüner geschlossener Schraubkappe mit PTFE Einlage, weitere Farben folgen
- 100 % Kompatibilität von Lagervial und Schraubkappe, da aus einer Produktion
- wählen Sie zwischen 1.5 ml V-Vial mit integrierter Restentleerung für Volumina kleiner 15  $\mu$ l oder 2 ml Vial
- ebenfalls erhältlich: Schraubkappen mit Durchstichöffnung oder mit Rand, für Autosamplers, bei denen die Vials im Rack hängen.



[www.infochroma.ch/lagervials/lagervial\\_g12.html](http://www.infochroma.ch/lagervials/lagervial_g12.html)



**X = Deckelfarbe gemäss Vorrat**

**\* = Code für Deckelfarbe angeben**



Preis / 100 Stk.

Preis / 100 Stk.

Preis / 100 Stk.

Preis / 100 Stk.

G075<sup>X</sup>-12/032-H/V15 $\mu$   
EUR 69.00

G075<sup>X</sup>-12/032-D/V15 $\mu$   
EUR 72.00

G075<sup>X</sup>-12/032-H  
EUR 40.00

G075<sup>X</sup>-12/032-D  
EUR 42.00

G075<sup>\*</sup>-12/032-H/V15 $\mu$   
EUR 73.00

G075<sup>\*</sup>-12/032-D/V15 $\mu$   
EUR 76.00

G075<sup>\*</sup>-12/032-H  
EUR 44.00

G075<sup>\*</sup>-12/032-D  
EUR 45.00

alle Preise Nettotiefpreise; Mengenrabatt ab 3 Pack; exkl. MwSt; exkl. EUR 10.00 Porto und Verpackung

### APPLICA 2006

an gute Kunden geben  
wir Eintrittsgutscheine  
im Wert von  
CHF 390.00  
ab  
(solange Vorrat)

bewerben Sie sich unter [www.infomac.ch/applica06](http://www.infomac.ch/applica06)  
mehr information unter [www.sach.ch/applica](http://www.sach.ch/applica)

