

## ne vous contrariez pas jaune et vert...

Nous avons étoffé notre famille de flacons stockage en ajoutant des bouchons à vis pour les flacons standard de 2 ml avec le filetage de vis 8-425 « de bouche étroite ». Nous pouvons maintenant fournir des flacons et des bouchons de notre propre production et pouvons garantir ainsi que tous les deux vont parfaitement ensemble.

Actuellement, nous avons les bouchons à vis jaunes et verts en stock, mais d'autres couleurs suivront bientôt. Les flacons de 2 ml et notre "vase" le flacon avec un volume résiduel moins de 15  $\mu$ l accomplissent l'extrémité inférieure de notre famille de flacons stockage et approprié idéalement au stockage des plus petits volumes. Naturellement les bouchons à vis avec une ouverture de perforage ou avec un bord pour les Autosampler dans lesquelles les flacons pendent dans le rayon sont aussi disponibles.



Il est notre plaisir de vous envoyer quelques échantillons. Si vous recherchez une couleur spéciale de bouchons n' hésiter pas à nous contacter pour la couleur de votre choix.

Les petits volumes d'échantillon sont-ils votre pain quotidien? Dans ce cas nous vous recommandons l'exposé de Monsieur Dr. Norbert Hella de Tela GmbH Bremerhaven sur ce sujet à l'applica 2006 à l'Oltten Mercredi 8 novembre 2006. Postulez rapidement pour le dernier bon d'entrée pour l'applica le 8 novembre.

### plus informations vous trouvez sous l'adresse

<http://www.infochroma.ch/fran/flaconstockage/>

[http://www.infochroma.ch/fran/flaconstockage/stockage\\_g12.html](http://www.infochroma.ch/fran/flaconstockage/stockage_g12.html)

[http://www.infochroma.ch/fran/flaconstockage/stockage\\_cap.html](http://www.infochroma.ch/fran/flaconstockage/stockage_cap.html)

<http://www.sach.ch/applica.html>



## flacons stockages pour des plus petites quantités d'échantillon

- flacons stockages d'une filetage „Narrow-Mouth“ 8-425
- bouchons à vis fermés, jaunes ou verts avec septum en PTFE; autres couleurs suivront
- 100 % compatibilité de flacons et bouchons
- choisissez entre 1.5 ml V-Vial - flacon avec un volume résiduel moins de 15  $\mu$ l ou flacon à 2 ml
- aussi disponibles: bouchons avec ouverture de perforage ou avec bord pour des Autosamplers dans lesquelles les flacons pendre dans le rayon



[www.infocroma.ch/fran/flaconstockage/stockage\\_g12.html](http://www.infocroma.ch/fran/flaconstockage/stockage_g12.html)



**X** = couleurs de bouchons selon notre stock

**\*** = remplacez avec code de couleur

Prix / 100 pcs.

Prix / 100 pcs.

Prix / 100 pcs.

Prix / 100 pcs.

G075**X**-12/032-H/V15 $\mu$   
CHF 99.00

G075**X**-12/032-D/V15 $\mu$   
CHF 103.00

G075**X**-12/032-H  
CHF 58.00

G075**X**-12/032-D  
CHF 59.00

G075**\***-12/032-H/V15 $\mu$   
CHF 104.00

G075**\***-12/032-D/V15 $\mu$   
CHF 108.00

G075**\***-12/032-H  
CHF 63.00

G075**\***-12/032-D  
CHF 64.00



tous les prix sont nets, remise sur achat en quantité applicable; excl. CHF 12.00 emballage et frais, excl. TVA

### APPLICA 2006

c'est avec plaisir que nous donnons un bon d'entrée en valeur de CHF 390.00 à nos bons clients (jusqu'à épuisement)

appliquez sous [www.infomac.ch/applica06](http://www.infomac.ch/applica06)  
plus d'information sous [www.sach.ch/applica](http://www.sach.ch/applica)

