

Ihr Besuch an unserem Stand an der Analytica 2006 und Achema 2006 lohnt sich. Neben unserem umfassenden Sortiment an Autosamplern- und Probenaufbewahrungsvials und HPLC Filtern, welches wir noch ausgebaut haben, stellen wir vor:

NEU: 250 µl Vial - iV2µ
- auch für flüchtige Proben geeignet -

Beim neuen Vial iV2µ ist wie beim µ-Vial das Insert direkt in den Körper eines 2 ml Vials integriert. Im Gegensatz zum µ-Vial wird beim iV2µ jedoch das Insert direkt mit dem Cap verschlossen. Dadurch eignet es sich auch für den Einsatz mit flüchtigen Proben, da kein Gas in den Hohlraum zwischen Vial und Insert entweichen kann.



Das 250 µl Insert hat eine sehr feine Spitze, so dass das Totvolumen kleiner als 5 µl ist und das iV2µ auch auf dem Waters Autosampler mit Spritzenadeln mit seitlichem Loch eingesetzt werden kann.

NEU: FI Amp
- wiederverschliessbare Ampulle -

FI Amp lässt sich füllen und verschliessen wie eine konventionelle Ampulle; die Probe ist hermetisch verschlossen und kann ideal gelagert werden. Nach dem Aufbrechen der Ampulle kann diese wieder mit einem Kunststoff Plug verschlossen werden, so dass die Probe nicht umgefüllt werden muss.



NEU: Barcode Etiketten fürs Labor
- sie erfordern eine genaue Bedarfsanalyse -

Barcode Etiketten sind nicht für den Verkauf «ab Stange» geeignet. Barcode Etiketten müssen auf die Bedürfnisse und den Ablauf im Labor optimiert sein. Dies erfordert eine genaue Abklärung der Bedürfnisse und Bedingungen.

Auf Grund unserer Erfahrung in diesem Gebiet sind wir in der Lage eine genaue Bedarfsanalyse und qualitätsgesicherte Produktion zu bieten.



Besuchen Sie uns
in Halle 5.1
Stand A15



GTG - der Partner für Sonderanfertigungen:

Im Zentrum der Glashandwerkskunst Thüringens produzieren wir innovative Qualitätsprodukte aus Glas für die Chromatographie, Pharmazie und Industrie für In- und Ausland.

Wir entwickeln Ihre Produkte nach Ihrer Spezifikation.

Internationale Distributoren

Für unsere Produkte aus Eigenentwicklung bauen wir ein internationales Händlernetz. Wir ernennen einen Distributor pro Land und suchen Distributoren, für die Länder, die noch nicht repräsentiert sind. Sie finden unsere Distributoren unter www.gtgvials.de - Kontakt

Optimize Technologies
- innovative HPLC Produkte -

Ebenfalls an unserem Stand vertreten ist Optimize Technologies, Hersteller von innovativen HPLC Produkten, die das Handling im Labor vereinfachen: z. Bsp.

OPTI-LINX das Säulenverbindungs Kit mit Bajonett Verschluss

OPTI-MAX die all-in-one Check Valve Kartusche

