


V-Vial


- geringes Restvolumen
  - kein Support nötig
  - vorteilhafter Preis
  - in Klar- oder Braunglas
- V-Vial: EP 0860365



Erhältlich als:


V-Vial aus klarem (H) resp. braunem (D) Borosilikatglas, mit 1.5 ml Gesamtvolumen; Abmessung 12 x 32 mm

Crimp V-Vial




8002-CV-H/V15 $\mu$   
8002-CV-D/V15 $\mu$

Snap/Crimp V-Vial




8002-SC-H/V15 $\mu$   
8002-SC-D/V15 $\mu$

Wide Mouth  
10 mm Screw V-Vial




8004-WM-H/V15 $\mu$   
8004-WM-D/V15 $\mu$

Agilent kompatibles  
Screw V-Vial




8004-HP-H/V15 $\mu$   
8004-HP-D/V15 $\mu$

Narrow Mouth 8-425 Screw V-Vial  
für Screw Cap 8-425




8004-NM-H/V15 $\mu$   
8004-NM-D/V15 $\mu$




## μ-Vial

- kein Zusammensetzen
  - kein Zentrierproblem
  - vorteilhafter Preis
  - in Klar- oder Braunglas
  - Insert und Aussenvial haben einen gemeinsamen Boden
- μ-Vial: Patent Nr. 196 12 265**



### Erhältlich als:

μ-Vial aus klarem (H) resp. braunem (D) Borosilikatglas, mit eingeschmolzenem 350 μl Insert, Aussenvial und Insert haben einen gemeinsamen Boden; Abmessung 12 x 32 mm



Preise in CHF/Preiseinheit (PE); exkl. MWST		Abnahmemenge [Stk. resp. Pk.]		
Produkt Nr.	Pack à	500 Stk	1'000 Stk	5'000 Stk
8002-CV-D/i3μ	500 Stk.	83.00/100 Stk	78.00/100 Stk	61.00/100 Stk
8002-CV-D/V15μ	500 Stk.	58.00/100 Stk	55.00/100 Stk	43.00/100 Stk
8002-CV-H/i3μ	500 Stk.	79.00/100 Stk	74.00/100 Stk	58.00/100 Stk
8002-CV-H/V15μ	500 Stk.	56.00/100 Stk	52.00/100 Stk	41.00/100 Stk
8002-SC-D/i3μ	500 Stk.	83.00/100 Stk	78.00/100 Stk	61.00/100 Stk
8002-SC-D/V15μ	500 Stk.	58.00/100 Stk	55.00/100 Stk	43.00/100 Stk
8002-SC-H/i3μ	500 Stk.	79.00/100 Stk	74.00/100 Stk	58.00/100 Stk
8002-SC-H/V15μ	500 Stk.	55.00/100 Stk	52.00/100 Stk	41.00/100 Stk
8004-HP-D/i3μ	500 Stk.	90.00/100 Stk	85.00/100 Stk	67.00/100 Stk
8004-HP-D/V15μ	500 Stk.	64.00/100 Stk	60.00/100 Stk	47.00/100 Stk
8004-HP-H/i3μ	500 Stk.	85.00/100 Stk	80.00/100 Stk	63.00/100 Stk
8004-HP-H/V15μ	500 Stk.	60.00/100 Stk	56.00/100 Stk	44.00/100 Stk
8004-NM-D/V15μ	500 Stk.	64.00/100 Stk	60.00/100 Stk	47.00/100 Stk
8004-NM-H/V15μ	500 Stk.	60.00/100 Stk	56.00/100 Stk	44.00/100 Stk
8004-NMC-D/V15μ	500 Stk.	64.00/100 Stk	60.00/100 Stk	47.00/100 Stk
8004-NMC-H/V15μ	500 Stk.	60.00/100 Stk	56.00/100 Stk	44.00/100 Stk
8004-WM-D/i3μ	500 Stk.	90.00/100 Stk	85.00/100 Stk	67.00/100 Stk
8004-WM-D/V15μ	500 Stk.	64.00/100 Stk	60.00/100 Stk	47.00/100 Stk
8004-WM-H/i3μ	500 Stk.	85.00/100 Stk	80.00/100 Stk	63.00/100 Stk
8004-WM-H/V15μ	500 Stk.	60.00/100 Stk	56.00/100 Stk	44.00/100 Stk

Grössere Mengen ab 10'000 Stk. und Jahresbestellungen offerieren wir gerne zu vorteilhaften Konditionen.