

## Grosse Klappe - kleine Flasche

Manchmal da will man eine Probe nehmen und sucht das passende Gefäss. Doch woher nehmen?

Für alle Probenbedürfnisse ab 6 ml gibt es eine schöne komplette Linie von Probenaufbewahrungsgefässen aus Pressglas, alle mit gewohnt inerten harten grünen Kappen und einer PTFE Einlage, so dass die Probe problemlos bis zur Analyse gelagert werden kann.

Es gibt Probenflaschen und es gibt „Konfitüreglas artige“ Gefässe, die eine Verengung in der Öffnung aufweisen, so dass auch sperrige Proben wie Feststoffe aufgenommen werden können. Für die Analyse von volatilen Komponenten können auch Kappen mit Durchstichöffnung bezogen werden, so dass die Probe direkt analysiert werden kann.

Der Volumenbereich reicht von 6 bis 4000 ml in Klar und Braunglas, das Glas kommt aus der Schmelze und ist im Gegensatz zu den in Gräfenroda produzierten Gläsern nicht aus Glasröhren hergestellt sondern wird aus einer Glasschmelze in Form geblasen. Dadurch fallen die Wandstärken wesentlich stärker aus, aber die Flaschen sind auch robuster.

Suchen Sie eine bestimmte Flaschen? Fragen Sie uns an, gerne beraten wir Sie und senden Ihnen Musterflaschen zur Ansicht oder melden Sie sich zur nächsten infoExpo in Bern Die. 20. März 2007 oder Zürich Mit. 21. März 2007 an und lassen sich nach dem interessanten Seminarteil mit praxisorientierten Vorträgen und einem feinen offerierten Mittagsbuffet, die Probenaufbewahrungsflaschen Live und in Farbe an unserem Stand zeigen und diskutieren Sie vor Ort die Vor- und Nachteile der einzelnen Versionen.

## Probenaufbewahrungsgefässe & Schraubkappen mit PTFE Einlage



	Boston Round Klarglas & Braunglas	Wide Mouth Packer Braunglas	Standard Wide Mouth Klarglas	French Square Klarglas	mit Milliliter Skala Klarglas	Straight Sided Rounds Klarglas & Braunglas	
6 ml		24 x 43 mm					
15 ml		31 x 50 mm		25 x 61 mm			
30 ml	31 x 79 mm*	37 x 65 mm		31 x 72 mm 34 x 61 mm	34 x 68 mm	43 x 43 mm*	
60 ml	39 x 94 mm	45 x 75 mm		38 x 86 mm 39 x 89 mm	42 x 83 mm	55 x 55 mm* 54 x 51 mm**	
120 ml	49 x 114 mm	54 x 95 mm	52 x 96 mm	44 x 144 mm	51 x 102 mm	60 x 60 mm*	
125 ml						61 x 67 mm**	
180 ml						65 x 79 mm*	
240 ml	61 x 138 mm		62 x 104 mm	56 x 137 mm	62 x 127 mm	74 x 89 mm* 70 x 92 mm**	
250 ml		65 x 120 mm					
300 ml		65 x 100 mm					
480 ml	70 x 160 mm	70 x 140 mm	72 x 133 mm	68 x 167 mm	70 x 130 mm	90 x 95 mm*	
500 ml		80 x 146 mm				108 x 89 mm**	
960 ml	90 x 190 mm	90 x 160 mm	94 x 177 mm	83 x 203 mm		90 x 160 mm*	
1000 ml	92 x 205 mm**	99 x 178 mm					
1250 ml		106 x 190 mm					
1920 ml			122 x 214 mm				
2500 ml		140 x 239 mm					
	* nur Klarglas ** nur Braunglas	<a href="http://www.infochroma.ch/probenaufbewahrung">www.infochroma.ch/probenaufbewahrung</a>					* nur Klarglas ** nur Braunglas



**Melden Sie sich jetzt an zur infoExpo 2007**

**Programm und Anmeldung unter**  
[www.infoexpo.ch](http://www.infoexpo.ch)

