



Sumpfstr. 3, CH-6300 Zug; Fax: 041 748 50 65, Tel:041 748 50 60; [info@infochroma.ch](mailto:info@infochroma.ch)

## grand clepet - petit flacon

Quelquefois on doit prendre un échantillon et en recherche la bouteille appropriée . Mais où trouver une ?

Il y a une gamme complète des bouteilles à vis pour toutes sortes d'échantillons de 6 ml et plus. Fait à partir du verre moulé, ces bouteilles viennent avec un bouchon inerte vert avec un insert avec couche en PTFE ? en PTFE de sorte qu'un échantillon puisse être stocké sans problèmes jusqu'à ce qu'il ait analysé.

Il y a même des bouteilles avec une ouverture étroite ou comme un « pot de confiture » avec une ouverture large, idéale pour les échantillons solides. Pour l'analyse des composants volatils, il y a des bouchons à trous et un septum Silicon/PTFE qui permettent l'analyse directs de l'échantillon.

Il y a des volumes de 6 ml jusqu'à 4000 ml et les bouteilles sont disponibles en verre clair ou brun. Contrairement aux flacons produits à Gräfenroda, qui sont faits à partir du verre tubulaire, ces bouteilles sont formés sur une machine qui forme un morceau de verre fondu dans une bouteille. Pour cette raison le verre des bouteilles est beaucoup plus épais ce qui rend les bouteilles également plus robuste.

Recherchez-vous une bouteille spécifique ? Veuillez nous contacter pour plus d'information ou des échantillons. Ou inscrivez-vous au prochain infoExpo à Berne le mardi 20. Mars 2007 ou à Zurich le mercredi 21. Mars 2007 et après le séminaire intéressante et un buffet délicieux , visitez notre stand. C'est avec plaisir que nous vous montrons les bouteilles diverses et discutons les avantages et les desavantages des divers types.



## Bouteilles à bouchons à vis avec septum en PTFE



	Boston Round verre claire & verre brun	Wide Mouth Packer verre brun	Standard Wide Mouth verre claire	French Square verre claire	Gradué verre claire	Straight Sided Rounds verre claire & verre brun
6 ml		24 x 43 mm				
15 ml		31 x 50 mm		25 x 61 mm		
30 ml	31 x 79 mm*	37 x 65 mm		31 x 72 mm 34 x 61 mm	34 x 68 mm	43 x 43 mm*
60 ml	39 x 94 mm	45 x 75 mm		38 x 86 mm 39 x 89 mm	42 x 83 mm	55 x 55 mm* 54 x 51 mm**
120 ml	49 x 114 mm	54 x 95 mm	52 x 96 mm	44 x 144 mm	51 x 102 mm	60 x 60 mm*
125 ml						61 x 67 mm**
180 ml						65 x 79 mm*
240 ml	61 x 138 mm		62 x 104 mm	56 x 137 mm	62 x 127 mm	74 x 89 mm* 70 x 92 mm**
250 ml		65 x 120 mm				
300 ml		65 x 100 mm				
480 ml	70 x 160 mm	70 x 140 mm	72 x 133 mm	68 x 167 mm	70 x 130 mm	90 x 95 mm*
500 ml		80 x 146 mm				108 x 89 mm**
960 ml	90 x 190 mm	90 x 160 mm	94 x 177 mm	83 x 203 mm		90 x 160 mm*
1000 ml	92 x 205 mm**	99 x 178 mm				
1250 ml		106 x 190 mm				
1920 ml			122 x 214 mm			
2500 ml		140 x 239 mm				
	<i>seulement * verre claire ** verre brun</i>	<a href="http://www.infochroma.ch/eng/samplebottles">www.infochroma.ch/eng/samplebottles</a>				<i>seulement * verre claire ** verre brun</i>



Dienstag  
20. März 2007

Bern  
Hotel Ambassador

Inscrivez pour infoExpo 2007

Programme et Inscription  
[www.infoexpo.ch](http://www.infoexpo.ch)



Mittwoch  
21. März 2007

Zürich  
ConventionPoint  
SWX Swiss Exchange