



infochroma ag

Sumpfstr. 3, CH-6300 Zug; Fax: 041 748 50 65, Tel: 041 748 50 60
e-mail: info@infochroma.ch, www.infochroma.ch

Neue Abmessungen von Lager- und Septumvials ergänzen das Programm

Im Sommer 2006 haben wir unsere Lagervials aus eigener Produktion erstmals vorgestellt. Die ersten vier Sprösslinge waren Vials mit 27 mm Durchmesser und den Volumina 10, 15, 20 und 25 ml, erhältlich in klarem und braunem Borosilikatglas. Unsere Lagervial Familie ist rasch gewachsen und umfasst inzwischen Vials mit 12, 14, 19 und 27 mm Durchmesser mit Volumina von 1 - 60 ml.

Die jüngsten Sprösslinge im Frühling 2008 sind ein 7.5 ml Vial mit 19 mm Durchmesser und 50 mm Höhe, sowie ein 30 ml Vial mit 27 mm Durchmesser und 78 mm Höhe. Diese Zwischengrößen ergänzen die Volumenbereiche der jeweiligen Vial Durchmesser und sind im anhängenden pdf vorgestellt.

So bunt wie die Frühlingsblumen, die bereits überall spriessen, sind die Schraubkappen zu unseren Lagervials (geschlossene Schraubkappe) resp. Septumvials (Kappe mit Durchstichöffnung), sind sie doch in 6 Farben erhältlich. Passend zu den Septumvials gibt es Silikon/PTFE Septen und geliefert werden unsere Vials komplett verschraubt in einer weissen Stulpchachtel mit 100er Rastereinsatz.



Neugierig geworden? Besuchen Sie unsere Webseite, wo unsere Lager- und Septumvials mit allen Volumina und Abmessungen sowohl aufgeführt wie auch abgebildet sind. Gerne schicken wir Ihnen auch Muster.

Neue Abmessungen von Lager- und Septumvials ergänzen das Programm

7.5 ml Lager- resp Septumvial 19 x 50 mm in Klar (H) resp. Braunglas (D)

- Lagervial mit geschlossener Schraubkappe mit PTFE beschichteter Einlage
- Septumvial mit offener Schraubkappe mit 1.6 mm dickem klarem Silikon/weissem PTFE Septum



Lagervial 7.5 ml 19 x 50 mm	Septumvial 7.5 ml 19 x 50 mm
G075*-19/050-H = CHF 88.00/Pk G075*-19//050-D = CHF 91.00/Pk	G074*-19/050-SKFW16-H = CHF 102.00/Pk G074*-19//050-SKFW16-D = CHF 105.00/Pk



Pack à 100 Stk
Schachtel mit Rastereinsatz

alle Schraubkappen
sowohl geschlossen
wie offen sind in
6 Farben erhältlich
ersetzen Sie * mit der
Kappen Farbe Ihrer Wahl



blau = **B**



grün = **G**



rot = **R**



schwarz = **S**



weiss = **W**



gelb = **Y**

* alternative Septen
finden Sie auf
unserer Webseite
www.infochroma.ch

30 ml Lager- resp Septumvial 27 x 78 mm in Klar (H) resp. Braunglas (D)

- Lagervial mit geschlossener Schraubkappe mit PTFE beschichteter Einlage
- Septumvial mit offener Schraubkappe mit 3.4 mm dickem klarem Silikon/weissem PTFE Septum*



Lagervial 30 ml 27 x 78 mm	Septumvial 30 ml 27 x 78 mm
G075*-27/078-H = CHF 119.00/Pk G075*-27/078-D = CHF 127.00/Pk	G074*-27/078-SKFW34-H = CHF 182.00/Pk G074*-27/078-SKFW34-D = CHF 190.00/Pk