

infochroma ag

Sumpfstr. 3, CH-6300 Zug; Fax: 041 748 50 65, Tel: 041 748 50 60
e-mail: info@infochroma.ch, www.infochroma.ch

Drogen mit Verunreinigungen gefährden unsere Jugend, nicht reine Septen Ihre Analyse

An der diesjährigen infoExpo können Sie sich auf einen hochkarätigen Vortrag direkt von der analytischen Front freuen. Hinter dem Titel „HPLC on the dance floor“ versteckt sich das mobile Analysenlabor, bei welchem an Parties oder an der Streetparade, Partygänger die frisch erstandene Partydroge auf Inhalt und Verunreinigung prüfen lassen können. Im harmlosesten Fall kann es sich auch mal um eine Tablette reiner Acetylsalicylsäure, besser bekannt als Aspirin, handeln, für die CHF 15 hingeblättert worden sind. Doch was ist, wenn die hippe Droge mit einer unbekanntem Substanz oder einer noch gesundheitsschädlicheren als der Droge selbst, gestreckt wurde? Wir sind überzeugt, dass der vortragende ausgewiesene Analytiker nicht nur auf diese Fragen, sondern auch zur Analytik auf der Strasse interessante Antworten haben wird, die unseren Beruf so spannend machen. Mit einer schnellen Anmeldung sichern Sie sich einen Platz für die infoExpo am 4. November 2009 in Basel.

Genau wie bei Drogen sind auch bei Autosamplervial Septen Verunreinigungen die Ursache Nr. 1 für verfälschte Resultate. Nach über einem Jahr extensivem Praxistest mit den weltweit kritischsten Kunden, nämlich den Schweizern - denn Sie haben es nicht nur erfunden - sondern sie wissen auch was sie tun - :-)) sind wir mit den ms-Pure Silikon/PTFE Septen aus der infochroma Produktion so weit zufrieden, dass wir sie nicht nur propagieren wollen, sondern Ihnen auch empfehlen. Das einfache Prinzip hinter der Sache ist, ungefärbtes Silikon und ungefärbtes PTFE für absolut neutrales Verhalten und maximal mögliche chromatografische Reinheit. Dank eigener Produktion und ohne weiteren Zwischenhandel können wir Ihnen diese zu einem absolut konkurrenzfähigen Preis anbieten. Testen Sie die ms-Pure Septen und überzeugen Sie sich von dem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis. Zusätzlich haben wir uns zur Verpackung Gedanken gemacht. Unsere Verschlusskappen kommen in praktischen, schraubbaren PET-Dosen. Damit Sie sich auf die Analytik konzentrieren können.

Wir freuen uns Ihnen unsere ms-Pure Septen an der infoExpo in Basel am 4. Nov 2009 nach dem Vortrag „HPLC on the Dance Floor“ und dem leckeren Mittagsbuffet vorstellen zu dürfen! Falls Sie die infoExpo nicht besuchen können, senden wir Ihnen gerne Muster oder stellen Ihnen die neuen Verschlusskappen in Ihrem Labor vor. Fragen Sie uns an!

<http://www.eve-rave.net/abfahrer/drugchecking.sp?text=240&page=1>

<http://www.saferparty.ch/>

http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/ein_aspirin_fuer_15_franken_an_der_street_parade_1.3302945.html

<http://www.infoexpo.ch>

http://www.infochroma.ch/vials/ms_pure/index.html



Sumpfstr. 3, CH-6300 Zug; Fax: 041 748 50 65, Tel: 041 748 50 60
e-mail: info@infochroma.ch, www.infochroma.ch



am Mittwoch 04. November in Basel

Besuchen Sie uns!

Anmeldung unter
www.infoexpo.ch



ms-Pure Septum: Pigment freies Silikon/PTFE Septum

Mit der zunehmenden Nachweis-Empfindlichkeit der Analysengeräte steigt die Nachfrage nach reinerem Septem Material um eine Kontamination der Probe durch extrahierbare Substanzen aus dem Septum zu verhindern. Das ms-Pure Silikon/PTFE Septum wird aus naturbelassenem pigment freiem Silikon/PTFE hergestellt. Es ist nachweislich 60 % reiner als „standard“ Silikon/PTFE Septem anderer Hersteller.

ms-Pure Septum

- pigmentfreies Silikon höchster Qualität, geringes Bluten
- kein Partikelaustritt beim Durchstechen
- gutes Dichten nach dem Durchstechen
- für Mehrfachinjektion geeignet
- optimierte Elastizität des Silikons für beste Dichtheit




erhältlich als:

- Silikon/PTFE
- Silikon/PTFE vorgeschlitzt
- PTFE/Silikon/PTFE

Autosampler Vial Kappen mit ms-Pure Silikon/PTFE Septum

11 mm Aluminium Crimpkappe

	Septum Dicke	Septum Farbe	Kappen Farbe	Produkte Nr.
	1 mm	klar/klar	klar grün rot	G003-ACC-SKFK10 G003-ACG-SKFK10 G003-ACR-SKFK10


Preis bei Abnahme 500 Stk. = CHF 18.50/100 Stk.

11 mm Snap Cap

	Septum Dicke	Septum Farbe	Kappen Farbe	Produkte Nr.
	1 mm	klar/klar	klar blau rot	G003-SCC-SKFK10 G003-SCB-SKFK10 G003-SCR-SKFK10

Preis bei Abnahme 500 Stk. = CHF 26.00/100 Stk.

Agilent kompatible 9 mm Schraubkappe

	Septum Dicke	Septum Farbe	Kappen Farbe	Produkte Nr.
	1 mm	klar/klar	blau rot gelb schwarz	G004-HP-CB-SKFK10 G004-HP-CR-SKFK10 G004-HP-CY-SKFK10 G004-HP-CS-SKFK10

Preis bei Abnahme 500 Stk. = CHF 26.00/100 Stk.


8 mm Narrow Mouth Schraubkappe

	Septum Dicke	Septum Farbe	Kappen Farbe	Produkte Nr.*
	1 mm	klar/klar	gelb blau grün rot schwarz weiss	G004-NM-CY-SKFK10 G004-NM-CB-SKFK10 G004-NM-CG-SKFK10 G004-NM-CR-SKFK10 G004-NM-CS-SKFK10 G004-NM-CW-SKFK10

Preis bei Abnahme 500 Stk. = CHF 30.00/100 Stk.

*auch Schraubkappen mit Rand für japanische Autosampler erhältlich;
Produkte Nr = G004-NM-CJ*-SKFK10

10 mm Wide Mouth Schraubkappe

	Septum Dicke	Septum Farbe	Kappen Farbe	Produkte Nr.
	1 mm	klar/klar	schwarz	G004-WM-CS-SKFK10

Preis bei Abnahme 500 Stk. = CHF 36.00/100 Stk.

Preise exkl. MWSt, exkl. Porto und Verpackung CHF 15.00
Mengenrabatt ab 1000 Stk.

weitere information unter: www.infochroma.ch/vials/ms_pure