



# infochroma ag

Sumpfstr. 3, CH-6300 Zug; Fax: 041 748 50 65, Tel: 041 748 50 60  
e-mail: [info@infochroma.ch](mailto:info@infochroma.ch), [www.infochroma.ch](http://www.infochroma.ch)

## Des médicaments mal purifiés sont dangereux pour la santé de nos enfants. Des septa impurs le sont pour vos analyses

Lors du prochain InfoExpo, vous pourrez assister à des présentations de qualité dans le domaine de la chimie analytique. Derrière le titre « HPLC on the dance floor », nous voulions parler de laboratoires analytiques mobiles qui sont présents lors de soirées ou de Street parades et qui permettent aux organisateurs d'analyser des pilules et de déterminer leur degré de pureté ainsi que les possibles impuretés présentes. Dans les cas les plus anodins, il se peut que la pilule soit composée d'acide acétylsalicylique pur (aspirine) laquelle a été payée 15.00 CHF. Mais, que se passerait-il si les composés de la pilule avaient été associés à une ou des substances inconnues ou des composés connus pour être dangereux ? Nous sommes convaincus que vous serez intéressés par les réponses apportées sur ce sujet ainsi que par d'autres questions et réponses sur les analyses en général qui rendent ce domaine si passionnant. Avec un rapide enregistrement, vous vous assurez une place pour la journée infoExpo du 3 novembre 2009 à Lausanne.

Comme pour les pilules, des impuretés contenues dans les septa de vos autosampler vials peuvent être une raison de mauvais résultats. Après une année de tests dans ce domaine suite à certaines critiques de notre clientèle, nous avons la joie de vous présenter nos septa ms-Pure Silicone/PTFE produits par infochroma. Nous ne souhaitons pas vous en faire la promotion, nous vous les recommandons!

Du silicone et du PTFE non-pigmentés sont utilisés afin d'obtenir un comportement totalement neutre ainsi que les meilleures conditions de pureté pour vos chromatographies. Comme ces septa sont produits par infochroma sans l'aide d'intermédiaire, nous pouvons vous offrir des prix compétitifs. Testez nos bouchons et septa ms-Pure et vous serez convaincus de l'excellent ratio qualité/prix. Nous prenons aussi en considération le packaging. Nos bouchons/septa seront livrés avec des flacons à vis transparents en PET. Ainsi vous pourrez vous concentrer sur vos analyses.

Nous vous attendons avec impatience afin de vous montrer nos nouveaux bouchons ms-Pure à infoExpo le 3 novembre 2009 à Lausanne après la présentation « HPLC on the dance floor » et un délicieux buffet. Si vous ne pouvez pas venir, nous serons ravis de vous envoyer des échantillons ou de venir vous rendre visite dans vos laboratoires. Contactez nous.

plus informations vous trouvez sous l'adresse

<http://www.infoexpo.ch>

[http://www.infochroma.ch/eng/mspure\\_septum/index.html](http://www.infochroma.ch/eng/mspure_septum/index.html)

<http://www.eve-rave.net/abfahrer/drugchecking.sp?text=240&page=1>

<http://www.saferparty.ch/>

[http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/ein\\_aspirin\\_fuer\\_15\\_franken\\_an\\_der\\_street\\_parade\\_1.3302945.html](http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/ein_aspirin_fuer_15_franken_an_der_street_parade_1.3302945.html)



Sumpfstr. 3, CH-6300 Zug; Fax: 041 748 50 65, Tel: 041 748 50 60  
e-mail: [info@infochroma.ch](mailto:info@infochroma.ch), [www.infochroma.ch](http://www.infochroma.ch)



Mardi, 03. Novembre à Lausanne

Visitez nous!

inscrivez-vous sous  
[www.infoexpo.ch](http://www.infoexpo.ch)



## Ms-Pure septum : Le septum Silicone/PTFE non-pigmenté

Avec l'accroissement de sensibilité des appareils GC et HPLC, le besoin croissant en septum low-bleed s'est fait sentir afin de réduire les potentielles erreurs dues au matériel et d'améliorer la fiabilité totale. La pigmentation des septa colorés peuvent être une source de contamination et les tests montrent que les septa ms-Pure sont 60% plus propres que les versions standards (blanches/rouges) sur le marché.

### ms-Pure Septum

- Elastomère en silicone non-pigmenté de très haute qualité, low-bleed.
- Très résistant, utilisable pour plusieurs sertissages.
- Utilisable pour de nombreuses injections.
- Peu compressible pour une meilleure fiabilité lors du stockage.

### disponible sont:

- Silicone/PTFE
- Silicone/PTFE pre-slit
- PTFE/Silicone/PTFE



## Bouchons pour Autosampler Vials avec Septum ms-Pure Silicone/PTFE

### 11 mm Aluminium Crimp Cap

	Septum épaisseur	Septum couleur	Cap couleur	Référence
	1 mm	clair/clair	clair vert rouge	G003-ACC-SKFK10 G003-ACG-SKFK10 G003-ACR-SKFK10

Prix pour 500 pcs. = CHF 18.50/100 pcs.

### 11 mm Snap Cap

	Septum épaisseur	Septum couleur	Cap couleur	Référence
	1 mm	clair/clair	clair bleu rouge	G003-SCC-SKFK10 G003-SCB-SKFK10 G003-SCR-SKFK10

Prix pour 500 pcs. = CHF 26.00/100 pcs.

### Agilent compatible 9 mm Screw Cap

	Septum épaisseur	Septum couleur	Cap couleur	Référence
	1 mm	clair/clair	bleu rouge jaune noir	G004-HP-CB-SKFK10 G004-HP-CR-SKFK10 G004-HP-CY-SKFK10 G004-HP-CS-SKFK10

Prix pour 500 pcs. = CHF 26.00/100 pcs.

### 8 mm Narrow Mouth Screw Cap

	Septum épaisseur	Septum couleur	Cap couleur	Référence*
	1 mm	clair/clair	jaune bleu vert rouge noir blanc	G004-NM-CY-SKFK10 G004-NM-CB-SKFK10 G004-NM-CG-SKFK10 G004-NM-CR-SKFK10 G004-NM-CS-SKFK10 G004-NM-CW-SKFK10

Prix pour 500 pcs. = CHF 30.00/100 pcs.

\* Bouchons à vis avec collerette pour autosampler japonais sont aussi disponibles; Reference : = G004-NM-CJ\*-SKFK10

### 10 mm Wide Mouth Screw Cap

	Septum épaisseur	Septum couleur	Cap couleur	Référence
	1 mm	clair/clair	noir	G004-WM-CS-SKFK10

Prix pour 500 pcs. = CHF 36.00/100 pcs.

Prix : TVA exclus, frais de port et d'emballage de 15.00 CHF

pour plus d'information visitez: [www.infochroma.ch/eng/mspure\\_septum](http://www.infochroma.ch/eng/mspure_septum)