



# infochroma ag

Sumpfstr. 3, CH-6300 Zug; Fax: 041 748 50 65, Tel: 041 748 50 60  
e-mail: [info@infochroma.ch](mailto:info@infochroma.ch), [www.infochroma.ch](http://www.infochroma.ch)

## Ultraschnelle Peptidentrennung mit C18

PEPTIDE ES-C18 UHPLC COLUMNS



Ich bin ein Skeptiker, speziell wenn es sich um amerikanische Prospekte mit Ihren überschwenglichen Versprechungen handelt.

Ich lese sie und denke wie Mario Barth, von seiner Freundin: „ja, ja .... diskutier nicht Baumli, Du hast keine Chance.“

Doch so unglaublich sich die Schlagzeilen im Prospekt der neuen Peptid Säule aus der HALO Linie lesen, bis jetzt haben die Jungs von AMT immer Ihre Versprechen gehalten. Versprochen wird: UHPLC schnelle Trennung von Peptiden sogar mit konventionellen HPLC Systemen; Hohe Effizienz; Robuste und damit langlebige Säulen; Hohe Peakkapazität.

Möglich wird das durch eine grössere Pore von 160Å statt 90Å und eine extra stabile, sterisch geschützte, kovalent gebundene C18 Phase, die auch bei tiefem pH unter 2 und höheren Temperaturen bis 90°C keine Zerfallserscheinungen zeigt.

Sind Sie interessiert? Fragen Sie an, ob diese Säule für Ihr Trennung geeignet ist. Gerne bieten wir Ihnen auch eine Säule zum Testkauf mit „Geld zurück“ Garantie an.

weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter  
<http://www.infochroma.ch/hplc/index.html>