

# infochroma ag

Sumpfstr. 3, CH-6300 Zug; Fax: 041 748 50 65, Tel: 041 748 50 60  
e-mail: [info@infochroma.ch](mailto:info@infochroma.ch), [www.infochroma.ch](http://www.infochroma.ch)

## Le temps passe si vite... Du bug de l'an 2000 à ms-Pure

Il semble que ce n'est qu'hier que nous nous soucions des conséquences que pourraient avoir le bug du « Millénaire » sur le monde. Heureusement, nos craintes se sont révélées quelque peu exagérées. Qu'en sera-t-il des vols bloqués par l'éruption du volcan islandais? Nous pourrions en parler dans 10 ans.

Un domaine qui a changé depuis 10 ans, est la sensibilité de la détection en chromatographie. Les instruments et les méthodes sont devenus plus précis et la sensibilité a progressé. En conséquence, les impuretés rendent beaucoup plus difficile la vie de l'utilisateur. Une réponse à cette problématique a été l'élaboration de flacons certifiés pré-nettoyés. Nous n'avons pas encore vu des résultats de la comparaison entre flacons certifiés pré-nettoyés et directement sortis du pack. Dans les discussions auprès d'experts, on est de l'opinion que le plus gros des impuretés viennent des septa bien que les flacons pré-nettoyés réduisent le bruit de fond de la ligne de base.



Nous avons alors recommandé l'utilisation des septa ms-Pure qui ont réussi leur test depuis leur introduction il y a 2 ans sur le marché suisse du fait de leur excellente qualité et de leur très bon rapport qualité-prix.

Beaucoup d'utilisateurs préfèrent aussi nos capsules car nous les livrons dans des boîtes PET très pratiques, facilement maniables et qui les gardent à l'abri de toutes pollutions jusqu'à la dernière capsule.

Veuillez trouver plus de détails dans le fichier ci-joint. En espérant que vous obtiendrez de bons résultats d'analyse, nous vous souhaitons une superbe période estivale.

infochroma ag


## ms-Pure Septum: Septum en silicone non-pigmenté

L'accroissement de la sensibilité de la GC et de l'HPLC a entraîné un besoin en septa de meilleure qualité afin de réduire les erreurs liées à l'échantillon et augmenter la fiabilité. La pigmentation de septa colorés peut être une source de contamination et les tests montrent que les septa ms-Pure sont plus de 60% plus propres que les standards blanc/rouge du marché.

- meilleure qualité de l'élastomère en silicone non-pigmenté
- excellente résistance en cas de réutilisation (ressertissage)
- multiples injections possibles
- fiable pour le stockage



## Evaluation des caractéristiques du bruit en utilisant la GC



## \*\*\* SPECIAL JUIN \*\*\*



### Jusqu'à fin juin 2010

Les nouvelles capsules à sertir ms-Pure G003-AC\*-SKFK10  
Avec les flacons standard 2mL 8002-CV-H  
pour le prix combiné Y2K de **CHF 25.00/100 pcs.\***  
Remplacez \* par la couleur de votre choix:  
C = aluminium, G = vert, R = rouge

flacons certifiés  
pré-nettoyés pour  
la spectrométrie de masse



**2x (  +  ) = CHF 250.00**

prix pour 1000 pcs.  
au lieu de = CHF 320.00

### ...et spécialement pour les analyses Headspace

les capsules à sertir en aluminium G007-ACR-SKFK30  
au prix spéciale de **CHF 45.00/100 pcs\***



**= CHF 450.00**

prix pour 1000 pcs.  
au lieu de = CHF 520.00

Les capsules à sertir en aluminium « aimantées »  
G007-MAC\*-SKFK30

au prix spéciale de **CHF 53.00/100 pcs\***

Remplacez \* par la couleur de votre choix: B = bleu, R = rouge



**= CHF 530.00**

prix pour 1000 pcs.  
au lieu de = CHF 610.00