

Labormäntel aus BodyGardz™ Gewebe



- ☛ Flüssigkeits abweisend
- ☛ chemisch behandelt, so dass sich keine Microorganismen festsetzen
- ☛ leicht und atmungsaktiv
- ☛ Kragen und Armbündchen mit Velcro Verschluss
- ☛ Mantellänge 100 cm

BodyGardz Polyester Material

BodyGardz™ ist ein zweiseitiges Material. Die Aussenseite ist glatt und Flüssigkeitsabweisend, die Innenseite weich wie Baumwolle. Die spezielle Innenseite von BodyGardz macht das Material atmungsaktiv und garantiert, dass Feuchtigkeit nach aussen transportiert wird.

Material Spezifikation

Mass (g / sq. meter):	140 (SABS 79)
Fluid Repellency:	0.1 g (Nelson Labs)
Tensile Strength (warp):	500 N, 368.78 lbf (SABS 93)
Tensile Strength (weft):	500 N, 368.78 lbf (SABS 93)
Tear Resistance:	(machine direction) 15.21 N, 11.22 lbf (Nelson Labs)
Tear Resistance:	(cross direction) 17.52 N, 12.92 lbf (Nelson Labs)
Abrasion Resistance:	20,000 Rubs, no breaks (SABS 1009)

Grösse	Produkt Nr.
S	8080-LM/S40-W
M	8080-LM/M40-W
L	8080-LM/L40-W
XL	8080-LM/XL40-W



Wasch Empfehlung des Herstellers:

empfohlene Waschtemperatur: 60 °C
keinen Weichspüler und kein Bleichmittel verwenden
nicht chem. reinigen

Preise in CHF/Preiseinheit (PE); exkl. MWSt.		Abnahmemenge [Pk.]		
Produkt Nr.	Pack à	1 Pack	3 Pack	5 Pack
8080-LM/L40-W	1 Stk.	81.00 / 1 Pk	77.00 / 1 Pk	74.00 / 1 Pk
8080-LM/M40-W	1 Stk.	81.00 / 1 Pk	77.00 / 1 Pk	74.00 / 1 Pk
8080-LM/S40-W	1 Stk.	81.00 / 1 Pk	77.00 / 1 Pk	74.00 / 1 Pk
8080-LM/XL40-W	1 Stk.	81.00 / 1 Pk	77.00 / 1 Pk	74.00 / 1 Pk

Preise exkl. MWSt, exkl. Porto und Verpackung CHF 13.50
Preisänderungen vorbehalten