


# V-Vial mit lichtdichter Beschichtung


## V-Vial mit schwarzer lichtdichter Beschichtung

Um lichtempfindliche Proben vor lichtinduzierter chemischer Veränderung bei der Probenahme, dem Transport, der Analytik und der Lagerung zu schützen, wird das Autosampler oder Probenaufbewahrungs Vial mit einer schwarzen Pulverlackierung beschichtet. Diese Beschichtung schützt äusserst lichtempfindliche Proben wie z. Bsp. Fotoinitiatoren, Vitamin E etc.

**Braunglas Vial**



**Vial mit schwarzer Beschichtung**



**Crimp V-Vial**

V-Vial mit 1.5 ml Gesamtvolumen und kleinem Restvolumen, mit schwarzer Beschichtung zum Schutz von lichtsensitiven Proben

**8002-CV-D/V15 $\mu$ /black**



**Agilent kompatibles V-Vial**

V-Vial mit 1.5 ml Gesamtvolumen und kleinem Restvolumen, 9 mm Schraubgewinde mit schwarzer Beschichtung zum Schutz von lichtsensitiven Proben

**8004-HP-D/V15 $\mu$ /black**

Preis in CHF/Preiseinheit; exkl. MWSt.		Abnahmemenge [Stk.]		
Produkt Nr.	Pack à	1 Pack	3 Pack	10 Pack
8002-CV-D/V15 $\mu$ /black	95 Stk.	212.00 / 1 Pk	201.00 / 1 Pk	176.00 / 1 Pk
8004-HP-D/V15 $\mu$ /black	95 Stk.	212.00 / 1 Pk	201.00 / 1 Pk	176.00 / 1 Pk