



μ-Vial

- ☛ kein Zusammensetzen
- ☛ kein Zentrierproblem
- ☛ vorteilhafter Preis
- ☛ in Klar (H)- oder Braunglas (D)
- ☛ Insert und Aussenvial haben einen gemeinsamen Boden

μ-Vial: Patent Nr. 196 12 265




**Crimp
μ-Vial**




**8002-CV-H/i3μ
8002-CV-D/i3μ**

**Snap/Crimp
μ-Vial**




**8002-SC-H/i3μ
8002-SC-D/i3μ**

**Agilent kompatibles
Schraub μ-Vial**



**8004-HP-H/i3μ
8004-HP-D/i3μ**

**Wide Mouth
Schraub μ-Vial**



**8004-WM-H/i3μ
8004-WM-D/i3μ**

Preise in CHF/Preiseinheit (PE); exkl. MWSt.		[Abnahmemenge [Stk.]		
Produkt Nr.	Pack à	500 Stk.	1000 Stk.	5000 Stk.
8002-CV-D/i3μ	500 Stk.	87.00 / 100 Stk	81.00 / 100 Stk	64.00 / 100 Stk
8002-CV-H/i3μ	500 Stk.	82.00 / 100 Stk	77.00 / 100 Stk	61.00 / 100 Stk
8002-SC-D/i3μ	500 Stk.	87.00 / 100 Stk	81.00 / 100 Stk	64.00 / 100 Stk
8002-SC-H/i3μ	500 Stk.	82.00 / 100 Stk	77.00 / 100 Stk	61.00 / 100 Stk
8004-HP-D/i3μ	500 Stk.	94.00 / 100 Stk	89.00 / 100 Stk	70.00 / 100 Stk
8004-HP-H/i3μ	500 Stk.	88.00 / 100 Stk	83.00 / 100 Stk	65.00 / 100 Stk
8004-WM-D/i3μ	500 Stk.	94.00 / 100 Stk	89.00 / 100 Stk	70.00 / 100 Stk
8004-WM-H/i3μ	500 Stk.	88.00 / 100 Stk	83.00 / 100 Stk	65.00 / 100 Stk