


nG - das "grosse" Nano Vial



- Optimierte Restmengenentleerung
- Grosser Flaschenkörper zur einfacheren Etikettierung
- einfache Handhabung, auch mit dicken Handschuhen
- verschiedene Volumina bei gleichbleibenden Dimensionen
- erhältlich mit allen Standardverschlüssen
- Spezialanfertigungen möglich

Volumen	Abmessung	Gewinde	Produkt Nr.
1.5 ml	14 x 40 mm	13-425	G072-14/040-H/nG015 G072-14/040-D/nG015
0.3 ml	19 x 58 mm	15-425	G072-19/058-H/nG030 G072-19/058-D/nG030
2.5 ml	19 x 58 mm	15-425	G072-19/058-H/nG250 G072-19/058-D/nG250
1 ml	27 x 85 mm	24-400	G072-27/085-H/nG100 G072-27/085-D/nG100
10 ml	27 x 85 mm	24-400	G072-27/085-H/nG91000 G072-27/085-D/nG91000
0.05 ml	27 x 85 mm	24-400	G072-27/085-H/nG005(09) G072-27/085-D/nG005(09)
0.5 ml	23 x 60 mm	HS6-19	GHS6-23/060-H/nG050 GHS6-23/060-D/nG050
5 ml	23 x 60 mm	HS6-19	GHS6-23/060-H/nG500 GHS6-23/060-D/nG500