

VMax- das «grosse Vasen Vial»

- mit optimierter Restentleerung
- ideal für die automatisierte Probenvorbereitung
- Restvolumen ca. $\leq 7 \mu\text{l}$

Wir können jedes Flasche aus Röhrglas mit unserem patentierten Vasen-Fuss für die optimierte Restentleerung versehen. Dies ist bereits ab Stückmengen ≥ 1000 Stk. möglich. Wir bauen auch Ihre angelieferten Flaschen um.



Volumen	Abmessung	Rollrand/Gewinde	Produkt Nr.
9.5 ml	23 x 45 mm	20 mm	G006-23/045-H/VM μ G006-23/045-D/VM μ
20 ml	23 x 75 mm	20 mm	G006-23/075-H/VM μ G006-23/075-D/VM μ
3.5 ml	14 x 45 mm	13-425	G072-14/045-H/VM μ G072-14/045-D/VM μ
9.5 ml	19 x 65 mm	15-425	G072-19/065-H/VM μ G072-19/065-D/VM μ
10 ml	23 x 46 mm	20-400	G072-23/046-H/VM μ G072-23/046-D/VM μ
19 ml	27 x 57 mm	24-400	G072-27/057-H/VM μ G072-27/057-D/VM μ
39 ml	27 x 95 mm	24-400	G072-27/095-H/VM μ G072-27/095-D/VM μ
59 ml	27 x 140 mm	24-400	G072-27/140-H/VM μ G072-27/140-D/VM μ
9 ml	23 x 42 mm	HS6-19	GHS6-23/042-H/VM μ GHS6-23/042-D/VM μ
19 ml	23 x 73 mm	HS6-19	GHS6-23/073-H/VM μ GHS6-23/073-D/VM μ