

## HALO® Selektivitäts-Kit Vergleichen Sie die Selektivität von 3 HALO® Phasen zu unschlagbarem Preis

Effizienz, Retention & Selektivität sind die drei wichtigsten Parameter, um die Auflösung der Peaks im Chromatogramm zu beeinflussen.

Das Modifizieren der Selektivität anhand der Stationären Phase unter Verwendung einer einfachen mobilen Phase, erhöht die Reproduzierbarkeit einer Methode; speziell wenn die Methode in verschiedenen Laboratorien zum Einsatz kommt.

### HALO® Selektivitäts-Kit:

3 HALO® Säulen mit unterschiedlichen Phasen

HALO® Schutzbrille


Broschüre mit:  
Phasen-Beschreibung  
& Phasen-Vergleich



### 90Å HALO® Selektivitäts-Kit für die Analyse kleiner Moleküle

Vergleichen Sie die Selektivität der HALO® Biphenyl, AQ-C18 & C18 - 2.7 µm.


Kit 1:	2.1 x 50 mm	8AM-92812-4KT	CHF	810.00/Kit
Kit 2:	2.1 x 150 mm	8AM-92812-7KT	CHF	990.00/Kit
Kit 3:	4.6 x 50 mm	8AM-92814-4KT	CHF	810.00/Kit
Kit 4:	4.6 x 150 mm	8AM-92814-7KT	CHF	990.00/Kit



### 1000Å HALO® Protein-Selektivitäts-Kit für die Analyse grosser Moleküle

Vergleichen Sie die Selektivität der HALO® Diphenyl, ES-C18 & C4 - 2.7 µm.

Kit 1:	2.1 x 50 mm	8AM-92712-4KT	CHF	960.00/Kit
Kit 2:	2.1 x 150 mm	8AM-92712-7KT	CHF	1160.00/Kit
Kit 3:	4.6 x 50 mm	8AM-92714-4KT	CHF	960.00/Kit
Kit 4:	4.6 x 150 mm	8AM-92714-7KT	CHF	1160.00/Kit



Angebots-Preise netto, keine weiteren Rabatte anwendbar, exkl. MWSt, Porto und Verpackung.  
Angebot gültig bis Freitag 29.03.2019